



Камітэт па ахове здароўя  
Мінгарвыканкама

Ўстанова аховы здароўя  
«9-я гарадская клінічная бальніца»

вул. Сямашка, 8, 220045, г. Мінск  
тэл./факс (017) 272 41 63, тэл. 272 73 90  
E-mail: m9gkb@mail.ru

Р/с 3604000713814 ў аддз. № 538 г. Мінск  
ААТ «Белінвестбанк» КОД 739

26.01.2015 № 01-12/552  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Комитет по здравоохранению  
Мингорисполкома

Учреждение здравоохранения  
«9-я городская клиническая больница»

ул. Семашко, 8, 220045, г. Минск  
тел./факс (017) 272 41 63, тел. 272 73 90  
E-mail: m9gkb@mail.ru

Р/с 3604000713814 в отд. № 538 г. Минск  
ОАО «Белинвестбанк», КОД 739

Директору  
ИП «Мединдустрия Сервис»  
Васильеву Д.В.

### Отзыв на тележку медицинскую реанимационную «Медин-Элпис» производства ИП «Мединдустрия Сервис»

Тележка медицинская реанимационная «Медин-Элпис» используется в отделении анестезиологии и реанимации № 4 УЗ «9-я городская клиническая больница» в течение пяти лет и за период эксплуатации зарекомендовала себя как надежное и удобное в использовании оборудование.

Тележка медицинская реанимационная «Медин-Элпис» обладает современной конструкцией и дизайном, идеально подходит для применения как у пациентов отделений интенсивной терапии, так и отделений хирургического и терапевтического профилей.

Возможность регулировки положений тележки (приподнимание головного конца, изменение угла наклона) обеспечивает необходимый уровень безопасности при использовании ее у пациентов в раннем послеоперационном периоде.

Мягкий матрас, надежные боковые ограждения создают максимально комфортные условия для пациента. Большие колеса с функцией фиксации выбранного направления позволяют осуществлять транспортировку пациента одному человеку. Возможность управления приводами трансформирования панели с двух сторон тележки обеспечивает удобство для работы персонала.

Наличие штатива для внутривенных вливаний, многоцелевого столика, на котором может быть закреплен гемодинамический монитор, планки для крепления съемных приспособлений (в том числе транспортного аппарата ИВЛ), держателя кислородного баллона, - все это позволяет использовать тележку у самых тяжелых пациентов реанимационного профиля.

Следует особо отметить, что тележка рентгенопрозрачна, панель имеет нишу для введения рентгеновских кассет, позволяя проводить рентгенологическое обследование пациентов непосредственно на тележке, Это особенно важно у пациентов с повреждениями крупных костей скелета и позвоночника.

Наружные поверхности тележки устойчивы к любым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки.

Продуманный дизайн и высокое качество исполнения позволяют удовлетворить все самые высокие требования, которые предъявляются к подобного рода изделиям медицинского назначения.

На основании выше изложенного считаем, что тележка медицинская реанимационная «Мелдин-Эллис» производства ИП «Мединдустрия Сервис» может быть рекомендована к использованию в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь.

Заведующий ОАР №4

Главный врач



А.Ф.Минов

В.С.Кушниренко