

TM

тележки медицинские функциональные

- широкий выбор принадлежностей различного назначения, удобные крепления для их быстрой установки или замены
- долговечность и высокая прочность благодаря использованию оцинкованной и нержавеющей стали с полимерным покрытием и высококачественному ABS пластику

- высокая маневренность и бесшумность перемещения благодаря обрешиненным поворотным колесам и надежной ручке для перекачивания
- регулируемые по высоте универсальные боковые направляющие из высококачественной нержавеющей стали 10x25 мм для приспособлений и приборов



TM-1 (процедурная)
509.400
Габариты (д/ш/в): 790x665x1540 мм

- Состав:**
- держатель для полиэтиленового мешка
 - держатель бутылки и стаканов для воды
 - держатель диспенсеров для перчаток и салфеток
 - раздатчик на консоли
 - кассета с таблетницами
 - контейнер для сбора использованного острого инструментария
 - комплект разделительных вставок
 - ключ к замку



TM-2 (для интенсивной терапии)
509.401
Габариты (д/ш/в): 790x665x1540 мм

- Состав:**
- держатель для полиэтиленового мешка
 - держатель бутылки и стаканов для воды
 - держатель диспенсеров для перчаток и салфеток
 - раздатчик на консоли
 - контейнер для сбора использованного острого инструментария
 - консоль реанимационная 390x590x8 мм
 - фильтр сетевой
 - карман для шнура сетевого
 - ключ к замку



TM-7 (наркозная)
509.406
Габариты (д/ш/в): 1080x655x890 мм

- Состав:**
- контейнер для сбора использованного острого инструментария
 - контейнер для отходов
 - лист-вкладка нержавеющая
 - ёмкость для катетеров
 - столик откидной
 - ключ к замку



TM-8 (для гинекологического кабинета, инструментальная)
509.407
Габариты (д/ш/в): 705x665x1305 мм

- Состав:**
- контейнер для сбора использованного острого инструментария
 - контейнер для отходов
 - вкладыш из нержавеющей стали
 - ёмкость поворотная
 - столик приборный 400x280 мм поворотный
 - стаканчики из нержавеющей стали съёмные - 4 шт.
 - боксы для отходов - 2 шт.
 - облучатель медицинский бактерицидный открытого типа
 - ключ к замку



TM-3 (для обхода)
509.402
Габариты (д/ш/в): 780x655x890 мм

- Состав:**
- держатель для полиэтиленового мешка
 - корзина
 - ключ к замку



TM-4 (для гипсования)
509.403
Габариты (д/ш/в): 780x655x950 мм

- Состав:**
- держатель для полиэтиленового мешка
 - держатель для полотенца
 - контейнер для сбора использованного острого инструментария
 - контейнер для отходов
 - матрас малый
 - ключ к замку



TM-9 (для гинекологического кабинета, приборная)
509.408
Габариты (д/ш/в): 705x665x1335 мм

- Состав:**
- фильтр сетевой
 - карман для шнура сетевого
 - консоль держателя кольпоскопа



TM-10 (для скорой помощи)
509.409
Габариты (д/ш/в): 780x655x890 мм

- Состав:**
- контейнер для отходов
 - столик приборный 400x450 мм поворотный
 - консоль реанимационная 390x590x8 мм
 - стойка инфузионная
 - держатель кислородного баллона
 - фильтр сетевой
 - карман для шнура сетевого
 - ключ к замку



TM-5 (для ухода, перевязок и гипсования)
509.404
Габариты (д/ш/в): 1080x655x950 мм

- Состав:**
- держатель для полиэтиленового мешка
 - держатель для полотенца
 - контейнер для сбора использованного острого инструментария
 - контейнер для отходов
 - матрас большой
 - ключ к замку



TM-6 (наркозная)
509.405
Габариты (д/ш/в): 780x655x890 мм

- Состав:**
- контейнер для сбора использованного острого инструментария
 - контейнер для отходов
 - лист-вкладка нержавеющая
 - ёмкость для катетеров
 - столик откидной
 - ключ к замку



TM-11 (эндоскопическая)
509.410
Габариты (д/ш/в): 780x655x890 мм

- Состав:**
- стойка держателя эндоскопов
 - ёмкость для катетеров
 - держатель для полиэтиленового мешка
 - ключ к замку

Дополнительные принадлежности:



Держатель полиэтиленового мешка



Контейнер для сбора использованного острого инструментария




Держатель стаканов и бутылки с водой



Контейнер для отходов




Держатель для полотенца



Корзина



Ёмкость поворотная



Комплект разделительных вставок



Столик приборный поворотный



Столик откидной



Держатель эндоскопов



Стойка инфузионная