

TM

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ



- Предназначены для организации работы медицинского персонала
- Широкий выбор принадлежностей различного назначения
- Маневренность и бесшумность перемещения
- Легкость в уходе и дезинфекции

TM-1 (процедурная)

Габариты (д/ш/в):
- 790x665x1540 мм

Состав:

- Раздатчик на консоли
- Держатель для полиэтиленового мешка
- Держатель бутылки и стаканов для воды
- Кассета с таблетницами
- Держатель диспенсеров для перчаток и салфеток
- Контейнер для сбора использованного инструментария
- Ключ к замку

Раздатчик на консоли

Держатели диспенсеров

Держатель для полиэтиленового мешка

Контейнер для сбора использованного инструментария

Регулируемые по высоте универсальные направляющие для принадлежностей и приборов

Каркас тележки - конструкционные углеродистые стали и алюминиевый профиль с полимерным порошковым покрытием

Ударопоглощающие бамперы

Кассета с таблетницами

Ручка для перекачивания

Рабочая поверхность с отбортовкой с четырех сторон 6...7 мм


Выдвижные ящики с доводчиками (верхний - с замком)

Обрезиненные колесные опоры Ø 125 мм, две из которых с тормозом

Принадлежности



Держатель для полиэтиленового мешка



Комплект разделительных вставок



Стол приборный поворотный



Контейнер для сбора использованного инструментария



Держатель бутылки и стаканов для воды



Стойка инфузионная (кроме TM 1, 2, 8, 9)



Стол откидной



Емкость поворотная



Контейнер для отходов



Держатель для полотенца



Корзина



Держатель эндоскопов (кроме TM 1, 2, 8, 9)

TM

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ



TM-2 (для интенсивной терапии)

Габариты (д/ш/в):
- 790x665x1540 мм

Состав:

- Раздатчик на консоли
- Держатель для полиэтиленового мешка
- Держатель бутылки и стаканов для воды
- Сетевой фильтр
- Карман для сетевого шнура
- Держатель диспенсеров для перчаток и салфеток
- Контейнер для сбора использованного инструментария
- Консоль реанимационная
- Ключ к замку



TM-3 (для обхода)

Габариты (д/ш/в):
- 780x655x890 мм

Состав:

- Держатель для полиэтиленового мешка
- Корзина
- Ключ к замку

TM-4 (для гипсования)

Габариты (д/ш/в):
- 780x655x950 мм

Состав:

- Держатель для полиэтиленового мешка
- Контейнер для сбора использованного инструментария
- Контейнер для отходов
- Держатель для полотенец
- Матрас малый
- Ключ к замку



TM-5 (для ухода, перевязок и гипсования)

Габариты (д/ш/в):
- 1080x655x950 мм

Состав:

- Держатель для полиэтиленового мешка
- Контейнер для сбора использованного инструментария
- Контейнер для отходов
- Держатель для полотенец
- Матрас большой
- Ключ к замку



TM-6 (наркозная)

Габариты (д/ш/в):
- 780x655x890 мм

Состав:

- Контейнер для сбора использованного инструментария
- Контейнер для отходов
- Лист-вкладка нержавеющая
- Емкость для катетеров
- Столик откидной
- Ключ к замку



TM-7 (наркозная)

Габариты (д/ш/в):
- 1080x655x890 мм

Состав:

- Контейнер для сбора использованного инструментария
- Контейнер для отходов
- Лист-вкладка нержавеющая
- Емкость для катетеров
- Столик откидной
- Ключ к замку



TM

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ



TM-8 (для гинекологического кабинета, инструментальная)

Габариты (д/ш/в):
- 705x665x1310 мм

Состав:

- Емкость поворотная
- Контейнер для сбора использованного инструментария
- Боксы для отходов
- Контейнер для отходов
- Столик приборный поворотный
- Вкладыш из нержавеющей стали
- Стаканчики из нержавеющей стали съемные
- Облучатель медицинский бактерицидный открытого типа
- Ключ к замку



TM-9 (для гинекологического кабинета, приборная)

Габариты (д/ш/в):
- 705x665x1310 мм

Состав:

- Фильтр сетевой
- Карман для сетевого шнура
- Консоль держателя кольпоскопа



TM-10 (для скорой помощи)

Габариты (д/ш/в):
- 780x655x890 мм

Состав:

- Контейнер для отходов
- Столик приборный поворотный
- Консоль реанимационная
- Стойка инфузионная
- Держатель кислородного баллона
- Фильтр сетевой
- Карман для сетевого шнура
- Ключ к замку



TM-11 (эндоскопическая)

Габариты (д/ш/в):
- 780x655x890 мм

Состав:

- Стойка держателя эндоскопов
- Емкость для катетеров
- Держатель для полиэтиленового мешка
- Ключ к замку