


КА
КРОВАТИ АКУШЕРСКИЕ

- Обеспечивает высокий уровень комфорта, безопасности и эргономики для рожениц и акушерской бригады
- Удобство транспортировки пациентки внутри лечебного учреждения
- Возможность использовать в положениях «кровать» и «кресло» с выдвижной ножной секцией

Антипролежневый съемный матрас,
сменные чехлы из влагонепроницаемой
«дышащей» ткани



Упоры для ног



Пульты управления




Тележка для хранения принадлежностей



КА
КРОВАТИ АКУШЕРСКИЕ



ФУНКЦИИ	KA-01	KA-02	KA-03	KA-04
Высота панели				
Продольный наклон				
Наклон спинной секции				
Высота ножной секции		НЕТ	НЕТ	НЕТ
Наклон ножной секции		НЕТ	НЕТ	НЕТ



Положение "кровать"

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Штатив для вливаний



Столик для инъекций




Опорная дуга



Педаль управления



Корзина для журналов



Столик для монитора