


CA
СТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ АППАРАТУРЫ



- Применяются для размещения медицинского диагностического оборудования, приборов, инструментов и другого медицинского инвентаря
- Изготовлены из конструкционной стали и алюминиевого профиля, окрашенных полимерной краской
- Прочная, долговечная конструкция, удобна для проведения санитарной обработки



Принадлежности



Держатель эндоскопа



Держатель стойки инфузионная



Держатель монитора




Ящик выдвижной




Ящик выдвижной



Ящик выдвижной



Полка выдвижная (для клавиатуры)



Держатель видеокамеры

CA
СТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ АППАРАТУРЫ

	CA-2 Габариты (д/ш/в): - 700x660x1200 мм Размер внутренней полки (ш/г): - 550x490 мм		CA-3 Габариты (д/ш/в): - 700x660x1470 мм Размер верхней полки (ш/г): - 550x300 мм Размер внутренней полки (ш/г): - 550x490 мм
	CA-4 Габариты (д/ш/в): - 550x655x910 мм Размер внутренней полки (ш/г): - 490x400 мм		CA-5 Габариты (д/ш/в): - 550x655x1180 мм Размер внутренней полки (ш/г): - 490x400 мм
	CA-8 Габариты (д/ш/в): - 1000x660x1200 мм Размер внутренней полки (ш/г): - 850x490 мм		CA-9 Габариты (д/ш/в): - 1000x660x1470 мм Размер верхней полки (ш/г): - 850x300 мм Размер внутренней полки (ш/г): - 850x490 мм
	CA-6 Габариты (д/ш/в): - 580x620x904 мм Размер полки (ш/г): - 490x400 мм		CA-7 Габариты (д/ш/в): - 580x620x1225 мм Размер полки (ш/г): - 490x400 мм

Контейнер для отходов