

СМП

СТУЛЬЯ МЕДИЦИНСКИЕ



- Основания стульев - высококачественная нержавеющая сталь/алюминий
- Литые сиденья и спинки из интегрального пенополиуретана
- Возможность выбора цвета чехлов сиденья и спинки (принадлежность)



СМПС

Сиденье Ø370 мм
Регулировка высоты сиденья:
430...630 мм
Винтовой механизм
Масса не более 12 кг
Колеса Ø 50 мм



СМП

Сиденье Ø370 мм
Регулировки высоты сиденья:
430...630 мм
Винтовой механизм
Масса не более 7,5 кг
Колеса Ø 50 мм



СМПП

Сиденье Ø370 мм
Регулировки высоты сиденья:
490...630 мм
Гидродомкрат
Масса не более 14 кг
Колеса Ø 50 мм



СМПП-01

Сиденье Ø370 мм
Регулировки высоты сиденья:
490...630 мм
Гидродомкрат
Масса не более 12 кг
Колеса Ø 50 мм



СМПП-02

Сиденье Ø370 мм
Регулировки высоты сиденья:
480...670 мм
Пневмопривод
Масса не более 13 кг
Колеса Ø 50 мм



СМПП-03

Сиденье Ø370 мм
Регулировки высоты сиденья:
480...670 мм
Пневмопривод
Масса не более 11 кг
Колеса Ø 50 мм

Цвета чехлов

