



ШДВ, ШДВП

ШТАТИВЫ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЛИВАНИЙ



- Применяются для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур в медицинских учреждениях
- Стойки штативов и металлические навесные элементы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- Сборно-разборная конструкция с легким основанием
- Виброустойчивость и удароустойчивость



ШДВ-1

Высота 1855 мм

Без регулировки
высоты

Без колес



ШДВП-1

Высота 1900 мм

Без регулировки
по высоте

Колеса Ø 50 мм



ШДВП-3

С регулировкой
по высоте
1500...2325 мм
при помощи механизма
автоматической
фиксации
Z-основание
Колеса Ø 80 мм



ШДВ-2

С регулировкой
по высоте
1400...2200 мм
при помощи винтового
механизма фиксации

Без колес



ШДВП-2

С регулировкой
по высоте
1430...2230 мм
при помощи винтового
механизма фиксации

Колеса Ø 50 мм



ШДВП-4

С регулировкой по
высоте
1525...2340 мм
при помощи механизма
автоматической
фиксации
Колеса Ø 80 мм



ШМН

ШТАТИВЫ МЕДИЦИНСКИЕ НАСТЕННЫЕ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



ШМН-1

С регулировкой по высоте 0...500 мм при помощи винтового механизма фиксации
Крепится к стене на 2-х кронштейнах



ШМН-2

С регулировкой по высоте 0...500 мм при помощи винтового механизма фиксации
Крепится на настенную направляющую



ШМН-3

С регулировкой по высоте 0...500 мм при помощи винтового механизма фиксации
Крепится на настенную направляющую



ШМН-4

Без регулировки по высоте
Крепится на двух настенных направляющих

Принадлежности



Полка с двумя ящиками



Полка с ящиком



Полка



Потолочная и настенная направляющие



Емкость поворотная



Держатель полиэтиленовых пакетов



Держатель диспенсеров перчаток и салфеток



Держатель флакона



Зажим для настенной направляющей



Держатель для оборудования




ШМП

ШТАТИВЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ



ШМП-6

Без телескопической регулировки высоты
С механическим зажимом и полкой 640x340 мм



ШМП-5

Без телескопической регулировки высоты
С механическим зажимом и полкой 440x340 мм

Фильтр сетевой (принадлежность)



ШМП-4

Без телескопической регулировки высоты
С механическим зажимом



ШМП-3

Без телескопической регулировки высоты
С механическим зажимом



ШМП-1

Съемный, с телескопической регулировкой высоты от пола 1500...2000 мм



ШМ

ШИРМЫ МЕДИЦИНСКИЕ



ШМП-1

Ширма медицинская подвесная потолочная

Предназначена для разделения пространств внутри медицинских учреждений

Высота потолка 2500...3500 мм (исполнения)



Ш-1

Ширма медицинская

С регулируемой опорой и двумя поворотными колесными опорами с тормозом

Полотно изготовлено из плотной ткани с полиуретановым водоотталкивающим покрытием

Возможность соединения нескольких ширм в блок

Габариты (д/ш/в):
- 920x500x1760 мм

Масса 5 кг