



СТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ АППАРАТУРЫ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

- Применяются для размещения медицинского диагностического оборудования, приборов, инструментов и другого медицинского инвентаря
- Изготовлены из конструкционной стали и алюминиевого профиля, окрашенных полимерной краской
- Прочная, долговечная конструкция, удобна для проведения санитарной обработки

CA-1

Габариты (д/ш/в):
- 700x660x930 мм

Размер внутренней полки (ш/г):
- 550x490 мм



Сетевой фильтр (кроме CA-6, CA-7)

Регулируемые по высоте металлические полки с рабочей поверхностью из высокопрочного композитного материала

Рабочая поверхность с отбортовкой с четырех сторон 6...7 мм

Перфорированный кожух — конструкционная сталь

Клеммы выравнивания потенциалов

Боковые стойки из алюминиевого профиля

Ручки для перекачивания

Ударопоглощающие бамперы

Колесные опоры \varnothing 125 мм (CA-6, CA-7 \varnothing 100 мм), две из которых с тормозом

Принадлежности



Держатель эндоскопа



Держатель монитора и стойка инфузионная



Держатель монитора порталный



Ящик выдвижной



Ящик выдвижной



Ящик выдвижной



Полка выдвижная (для клавиатуры)



Держатель видеокамеры



СТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ АППАРАТУРЫ

CA-2

Габариты (д/ш/в):
- 700x660x1200 мм
Размер внутренней полки (ш/г):
- 550x490 мм



CA-3

Габариты (д/ш/в):
- 700x660x1470 мм
Размер верхней полки (ш/г):
- 550x300 мм
Размер внутренней полки (ш/г):
- 550x490 мм



CA-4

Габариты (д/ш/в):
- 550x655x910 мм
Размер внутренней полки (ш/г):
- 490x400 мм



CA-5

Габариты (д/ш/в):
- 550x655x1180 мм
Размер внутренней полки (ш/г):
- 490x400 мм



CA-8

Габариты (д/ш/в):
- 1000x660x1200 мм
Размер внутренней полки (ш/г):
- 850x490 мм



CA-9

Габариты (д/ш/в):
- 1000x660x1470 мм
Размер верхней полки (ш/г):
- 850x300 мм
Размер внутренней полки (ш/г):
- 850x490 мм



Контейнер для отходов



CA-6

Габариты (д/ш/в):
- 580x620x904 мм
Размер внутренней полки (ш/г):
- 490x400 мм



CA-7

Габариты (д/ш/в):
- 580x620x1225 мм
Размер внутренней полки (ш/г):
- 490x400 мм

