



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКИЕ



УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ

- Комбинация медицинских шкафов объединенных в единую систему для создания оптимальных рабочих условий для медицинского персонала
- Предназначены для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинских приборов и инвентаря в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках



Цвета покрытий металлических поверхностей



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ВЫСОКИЕ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКИЕ




Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с полками)

Габариты (ш/г/в):
- 300x600x2100 мм (707)
- 450x600x2100 мм (705)
- 600x600x2100 мм (701)



Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с полками)

Габариты (ш/г/в):
- 900x600x2100 мм (708)



Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов для установки встроенного холодильника (712) для установки встроенного холодильника и сейфа (713)

Габариты (ш/г/в):
- 600x600x2100 мм



Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с полками и антресольным шкафом)

Габариты (ш/г/в):
- 900x600x2700 мм (717)



Встроенный холодильник (холодильник не входит в комплект поставки)



Выдвижной столик и встроенный сейф (габариты сейфа (ш/г/в): 550x480x270 мм)



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ ВЫСОКИЕ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКИЕ



Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов (с выдвигаемыми секциями)

Габариты (ш/г/в):
- 600x600x2100 мм (710)



Шкаф медицинский высокий для хранения катетеров

Габариты (ш/г/в):
- 600x600x2100 мм (741)




Шкаф медицинский высокий для хранения медикаментов

Габариты (ш/г/в):
- 300x600x2100 мм (715)
- 600x600x2100 мм (711)



Шкаф медицинский высокий для хранения эндоскопов (740)
для хранения эндоскопов (дверь со стеклом) (743)

Габариты (ш/г/в):
- 600x600x2100 мм



Держатели катетеров



Регулируемые по высоте съемные лотки



Облучатель-рециркулятор



Размещение 8 эндоскопов одновременно



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ НИЖНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКИЕ



Шкаф медицинский нижний для хранения инструментов и перевязочного материала (с полками)

Габариты (ш/г/в):
- 450x600x850 мм (724)
- 600x600x850 мм (723)



Шкаф медицинский нижний для хранения инструментов и перевязочного материала (с полками)

Габариты (ш/г/в):
- 900x600x850 мм (725)



Шкаф медицинский нижний для медикаментов (с ящиками)

Габариты (ш/г/в):
- 450x600x850 мм (728)
- 600x600x850 мм (727)



Шкаф медицинский нижний для медикаментов (с ящиками)

Габариты (ш/г/в):
- 900x600x850 мм (726)



Шкаф медицинский нижний для установки мойки

Габариты (ш/г/в):
- 600x600x850 мм (730)
Габариты мойки (ш/г/в):
- 430x370x180 мм



Шкаф медицинский нижний для установки мойки

Габариты (ш/г/в):
- 1200x600x850 мм (731)
- 900x600x850 мм (738)
Габариты мойки (ш/г/в):
- 430x370x180 мм



Шкаф медицинский нижний с больничным сливом

Габариты (ш/г/в):
- 600x600x850 мм (732)



Шкаф медицинский нижний для установки гипсоотстойника

Габариты (ш/г/в):
- 1200x600x850 мм (734)

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ НИЖНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКИЕ



Шкаф медицинский нижний для медицинских отходов (с выдвижной секцией)

Габариты (ш/г/в):
- 300x600x850 мм (729)



Шкаф медицинский нижний для медицинских отходов (с выдвижной секцией)

Габариты (ш/г/в):
- 600x600x850 мм (735)



Шкаф медицинский нижний для медицинских отходов (с 2 выдвижными секциями)

Габариты (ш/г/в):
- 600x600x850 мм (736)



Шкаф медицинский нижний для хранения медикаментов (для установки встроенного холодильника) (холодильник не входит в комплект поставки)

Габариты (ш/г/в):
- 600x600x850 мм (737)

СТОЛЕШНИЦЫ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКИЕ

- Не входят в базовую комплектацию, заказываются дополнительно
- Столешницы для рядом устанавливаемых шкафов могут быть объединены в один бесшовный элемент длиной до 2 400 мм
- Столешницы могут изготавливаться с одной или несколькими (до четырех) варными мойками размером 430x370x180 мм
- Изготавливаются из нержавеющей стали

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ НАСТЕННЫЕ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКИЕ



Шкаф медицинский настенный для перевязочного материала (с полками)

Габариты (ш/г/в):
- 450x340x600 мм (720)
- 600x340x600 мм (721)



Шкаф медицинский настенный для перевязочного материала (с полками)

Габариты (ш/г/в):
- 900x340x600 мм (722)