

КМ

КУШЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ



ГАБАРИТЫ	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
Длина, мм	1950	1950	1950	1950
Ширина, мм	650	650	800	800
Высота, мм	650	830	650	830
Масса, кг	32	34	36	38

КМ

КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ



ГАБАРИТЫ	КМ-5
Длина, мм	1950
Ширина, мм	650
Высота, мм	830
Масса, кг	40

КМ

КУШЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ МАССАЖНЫЕ



ГАБАРИТЫ	КМ-6	КМ-7
Длина, мм	1950	1950
Ширина, мм	650	800
Высота, мм	730	730
Масса, кг	37	38

Принадлежности к кушеткам



Валики




Подставка-ступенька



Держатель рулона одноразовых простыней

Регулировки



Цвета обивки кушеток

