




**КМ****КУШЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ**УЗНАТЬ  
БОЛЬШЕ

- Универсальная кушетка для проведения осмотров и манипуляций
- Прочный каркас
- Наличие головной секции с возможностью плавной регулировки вверх и вниз с помощью газовых пружин



Габариты	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
Длина, мм	1950	1950	1950	1950
Ширина, мм	650	650	800	800
Высота, мм	650	830	650	830
Масса, кг	32	34	36	38

**Цвета обивки****НМ****НЕГАТОСКОПЫ МЕДИЦИНСКИЕ**УЗНАТЬ  
БОЛЬШЕ

- Антистатичное антибликовое стекло
- Возможность размещения на столе или крепления на стене
- Независимая плавная регулировка яркости для каждой зоны
- Независимое включение каждой из просмотровых зон
- Низкое энергопотребление



Габариты	НМ-1	НМ-2	НМ-3
Длина, мм	405	765	1125
Ширина, мм	115	115	115
Высота, мм	515	515	515
Масса, кг	8	13	18

Максимальная яркость: (4200±1000) кд/м<sup>2</sup>

Размер одной просмотровой зоны: 360x400 мм

Время запуска: 5 с